



DURAN® Dreiweghähne, komplett mit PTFE-Küken

DURAN® 3-Way stopcocks, complete with PTFE-Key

	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14,5	2	5	28641780
	18,8	2,5	5	28641980

- Mit T-Bohrung
- Geschliffen und poliert
- 3-teilige Hahnsicherung
- Material Unterlegscheibe: PP (rot), -50/+150°C
- Material O-Ring: NBR, -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
- Material Schraubkappe: PP (rot), -50/+150°C
- Temperaturbeständigkeit: -50/+150°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE

- With T-bore
- Ground and polished
- 3-part tap safety device
- Material washer: PP (red), -50/+150°C
- Material o-ring: NBR, -30/+100°C, short time until +120°C
- Material screw cap: PP (red), -50/+150°C
- Temperature resistance: -50/+150°C
- Pressure resistance: -1/+0,5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.