



DURAN® Einweghähne komplett

DURAN® Single way stopcocks complete

	Nenngroße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	10	1,5	10	28640240
	21,5	6	5	28640740
	24	8	5	28640760
	29,2	10	5	28640780

Einweghahnhülsen geschliffen, ohne Küken Single way stopcock sleeves, without key				
	Nenngroße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Boro 3.3 Article no. Boro 3.3
	10	1,5	10	28644200
	21,5	6	5	28644660
	24	8	5	28644680
	29,2	10	5	28644700

Ersatzküken mit Rille, geschliffen Spare keys with groove, ground				
	Nenngroße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Boro 3.3 Article no. Boro 3.3
DWK	10	1,5	50	28603840
	21,5	6	25	28603610
	24	8	25	28603620
	29,2	10	25	28603630

O-Ringe für Hahnküken mit Rille O-rings for keys with groove			
	für Nenngroße NS for nominal size NS	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	10	50	28603010
	21,5	100	28603120
	24	100	28603140
	29,2	100	28603160

- DWK geschliffen - 600er Körnung
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff fett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
- Material Einweghähne und Hahnkükken: Borosilikatglas 3.3
- Material O-Ringe: NBR
- Temperaturbeständigkeit O-Ringe: -30/+100°C, kurzzeitig bis +120°C
- Druckbeständigkeit O-Ringe: -1/+0,1 barg
- Material O-Ringe nicht produktberührend

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- DWK ground - 600 grain
- Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing
- Pressure resistance: -1/+0,1 barg
- Material single way stopcocks and stopcock keys: Borosilicate glass 3.3
- Material o-rings: NBR
- Temperature resistance o-rings: -30/+100°C, short time until +120°C
- Pressure resistance o-rings: -1/+0.1 barg
- Material o-rings not in contact with product

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.