



DURAN® Engler-Rohkolben mit Bördelrand

DURAN® Blanks for Engler, distilling flasks with beaded rim

	Inhalt [ml] Capacity [ml]	d ₁ [mm]	d [mm]	h [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	100	16	66	215	10	21651240
	125	18	68	215	10	21651280
	150	16	73	223	10	21651290

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- Temperature resistance: + 200°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.