



DURAN® Stäbe von SCHOTT

DURAN® rods from SCHOTT

	Durchmesser Diameter [mm]		Sabgewicht Länge ca. 1500 mm Rod weight Approx. length 1500 mm [g]	Kartoninhalt Contents of carton		Palettenladung		Artikelnr. Article no.
				Anzahl Röhren Number of rods	Gewicht ca. Approx. weight [kg]	Anzahl Kartons Number of cartons	Gewicht ca. Approx. weight [kg]	
SCHOTT	3	±0,13	24	529	12,5	44	550,0	D003ST
	4	±0,13	42	298	12,5	44	550,0	D004ST
	5	±0,13	66	183	12,0	44	528,0	D005ST
	6	±0,13	95	140	13,2	44	580,8	D006ST
	7	±0,13	129	98	12,6	44	554,4	D007ST
	8	±0,18	168	80	13,4	44	589,6	D008ST
	9	±0,18	213	63	13,4	44	589,6	D009ST
	10	±0,18	263	45	11,8	44	519,2	D010ST
	12	±0,18	378	35	13,2	44	580,8	D012ST
	14	±0,26	515	24	12,4	44	545,6	D014ST
	16	±0,26	672	20	13,4	36	482,4	D016ST
	18	±0,36	851	20	17,0	27	459,0	D018ST
	20	±0,36	1050	16	16,8	27	453,6	D020ST
	22	±0,40	1271	12	15,3	36	550,8	D022ST
	24	±0,40	1512	12	18,2	27	491,4	D024ST
	26	±0,50	1775	9	16,0	27	432,0	D026ST
	28	±0,70	2059	9	18,5	27	499,5	D028ST
	30	±0,70	2363	6	14,2	36	511,2	D030ST