


## ALLGEMEINES

Um den Übergang auf andere Rohrleitungen oder Schläuche gewährleisten zu können, finden Sie auch verschiedene Adapter oder Faltenbälge auf den nachfolgenden Seiten. Andere Ausführungen finden Sie entweder im Prozesstechnik Katalog oder sind auf Anfrage lieferbar. Leitfähige und nicht leitfähige Beschichtungen, sowie Braunglas auf Basis von Borosilikatglas oder Quarzglas Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Wir verwenden hauptsächlich Rohrleitungen mit Flanschen aus dem Bundflanschsystem (KF) und Planflanschsystem (PF). Diese haben sich in der Anwendung bewährt und werden durch uns stetig weiterentwickelt. Wir legen dabei großen Wert auf die Kompatibilität der Komponenten und garantieren Ihnen dadurch eine stetige Verfügbarkeit und Passgenauigkeit der Komponenten.




KF-Faltenbälge



Nenngröße DN	Länge L [mm]	Durchmesser d1 [mm]	Durchmesser d 2 [mm]	Durchmesser n x d3 [mm]	Bestell-Nr.
15	75 +/-5	23	95	50,3 x 7	CBG015-K
25	75 +/-5	34	115	85,4 x 9	CBG025-K
40	100 +/-5	51	150	110,4 x 9	CBG040-K
50	100 +/-6	63	165	125,4 x 9	CBG050-K

- Metall / Glas auf Anfrage

PF-Faltenbälge Glas-Glas




Nenngröße DN	Länge L [mm]	Durchmesser d1 [mm]	Durchmesser d2 [mm]	Durchmesser n x d3 [mm]	Bestell-Nr.
15	35 +/-5	23	80	50,3 x 7	CBG015-P
25	43 +/-5	34	105	70,3 x 9	CBG025-P
40	52 +/-5	48	125	86,3 x 9	CBG040-P
50	50 +/-6	61	140	98,3 x 9	CBG050-P

- Ausführung für Glas-Metall Verbindung auf Anfrage

## Absaugstücke mit Normschliff-Kern


NS	Ausführung	Bestell-Nr.
14/23	A	GSG 01080 01
29/23	A	GSG 01080 03
45/40	A	GSG 01080 04
14/23	B	GSG 01081 01
29/23	B	GSG 01081 03
45/40	B	GSG 01081 04
14/23	C	GSG 01085 01
29/32	C	GSG 01085 03
45/40	C	GSG 01085 04



- standardmäßig mit Glasgewinde GL14
- auf Wunsch auch mit Olive D 11 lieferbar
- Ausführung B + C verfügen über einen Normhahn mit 3 mm Bohrung


## Absaugstücke mit Normschliff-Hülse

NS	Ausführung	Bestell-Nr.
14/23	A	GSG 01082 01
29/23	A	GSG 01082 03
45/40	A	GSG 01082 04
14/23	B	GSG 01083 01
29/23	B	GSG 01083 03
45/40	B	GSG 01083 04
14/23	C	GSG 01086 01
29/32	C	GSG 01086 03
45/40	C	GSG 01086 04



- standardmäßig mit Glasgewinde GL14
- auf Wunsch auch mit Olive D 11 lieferbar
- Ausführung B + C verfügen über einen Normhahn mit 3 mm Bohrung


### Übergangsstücke Hülse/Kern



NS	NS 1	Ausführung	Bestell-Nr.
14/23	29/32	A	GSG 01016 02
29/23	45/40	A	GSG 01016 04
29/32	60/46	A	GSG 01016 05
29/32	14/23	B	GSG 01017 02
45/40	29/32	B	GSG 01017 04
60/46	45/40	B	GSG 01017 05

- sehr kurze Bauform, um niedrige Bauhöhe zu erreichen
- Kugelschliff-Schalen an den Übergangsstücken sind auch in Millimeter-Ausführung lieferbar


### Übergangsstücke Schale/Kern



S	NS	Bestell-Nr.
19	14/23	GSG 07010D 01
19	29/32	GSG 07010D 03
35	29/32	GSG 07010D 04
40	29/32	GSG 07010D 05
51	29/32	GSG 07010D 06
64	45/40	GSG 07010D 07

- sehr kurze Bauform, um niedrige Bauhöhe zu erreichen
- Kugelschliff-Schalen an den Übergangsstücken sind auch in Millimeter-Ausführung lieferbar

### Übergangsstücke Hülse/Kugel




NS	S	Bestell-Nr.
14/23	19	GSG 07016D 01
29/32	35	GSG 07016D 03
29/32	40	GSG 07016D 04
29/32	51	GSG 07016D 05
29/32	64	GSG 07016D 06
45/40	64	GSG 07016D 07

- sehr kurze Bauform, um niedrige Bauhöhe zu erreichen
- Kugelschliff-Schalen an den Übergangsstücken sind auch in Millimeter-Ausführung lieferbar

### Übergangsstücke Kern/Kern


NS	NS 1	Bestell-Nr.
14/23	14/23	GSG 01015K 01
29/32	29/32	GSG 01015K 03
14/23	29/32	GSG 01015K 05



- sehr kurze Bauform, um niedrige Bauhöhe zu erreichen
- Kugelschliff-Schalen an den Übergangsstücken sind auch in Millimeter-Ausführung lieferbar

### Übergangsstücke Hülse/Hülse


NS	NS 1	Bestell-Nr.
14/23	14/23	GSG 01015H 01
29/32	29/32	GSG 01015H 03
14/23	29/32	GSG 01015H 05



- sehr kurze Bauform, um niedrige Bauhöhe zu erreichen
- Kugelschliff-Schalen an den Übergangsstücken sind auch in Millimeter-Ausführung lieferbar


### Kegelschliff-Hohlstopfen ohne Fettrille

NS	Bestell-Nr.
7/16	GSG 01014 01
10/19	GSG 01014 02
12/21	GSG 01014 03
14/23	GSG 01014 04
19/26	GSG 01014 06
29/32	GSG 01014 08
45/40	GSG 01014 09



- mit flachem Boden und Sicherungsrille


## Verschlüsse mit Kegelschliffhülse



NS	Bestell-Nr.
14/23	GSG 01084 01
19/26	GSG 01084 02
29/32	GSG 01084 03
45/40	GSG 01084 04

- Verschlusskappen verfügen über Sicherungsrille


## Verschlüsse mit Kugelschliffkugel



S	Bestell-Nr.
13	GSG 07033D 01
19	GSG 07033D 02
29	GSG 07033D 03
35	GSG 07033D 04
40	GSG 07033D 05
51	GSG 07033D 06
64	GSG 07033D 07

- alle Kugelschliff-Kugeln auch in Millimeter-Ausführung lieferbar

## Verschlüsse mit Kugelschliffschale



S	Bestell-Nr.
13	GSG 07034D 01
19	GSG 07034D 02
29	GSG 07034D 03
35	GSG 07034D 04
40	GSG 07034D 05
51	GSG 07034D 06
64	GSG 07034D 07

- alle Kugelschliff-Kugeln auch in Millimeter-Ausführung lieferbar